



台灣日研股份有限公司

338桃園市蘆竹區中興一街67號

### 產品規格表

品名:白菜精粉 powder S

項目/Item	規格/Specification	分析方式/Analysis Method						
水分/Moisture	6.0% max	Loss on Drying						
鹽分/Salt	5.0±1.0%	Potentiometric Titration Method						
總落菌數/Total Plate Count	3,000 cfu/g max	Standard Agar Cultivation Method						
大腸桿菌/Coliforms	Negative	Desoxycholate Agar Cultivation Method						
重金屬/Heavy Metals (as Pb)	20μ g/g max	Sodium Sulfide Colorimetric Method						
砷/Arsenic	2μ g/g max	Atomic Absorption Spectrometry Method						
感官測試/Sensory Test	Proper to key sample	Sensory Test						
淨重: 20公斤 (20公斤x1)	保存期限: 在未開封並妥善保存之情況下為12個月。							
貯存條件：需密封，保存於陰涼，避免光照並乾燥的地方。								
生產程序： ( 檢料 ) → 檢查 → 準備 → 混合加熱 ( 100°C,15 分鐘 ) → 調整 → 磁鐵 <sup>1</sup> → 濾網 ( 150 目 ) → 磁鐵 <sup>1</sup> → 噴霧乾燥 → 過篩 ( 50 目 ) → 磁鐵 <sup>1</sup> → 檢查 → 包裝 → 檢查 → 出貨								
成分 <sup>2</sup>	組成原料	原料原產地	過敏原 <sup>3</sup>					
糊精 Dextrin	木薯 玉米 馬鈴薯 甘藷	泰國,越南,印尼 美國,中國,義大利,法國,澳洲,其他 日本 日本	None No GMO					
山東大白菜 Chinese Cabbage Extract	山東大白菜	日本,中國	None					
鹽 Salt	海水	日本	None					
備註:/Remark :								
** : 本版規格書係依日本日研原廠英文版規格翻譯,中文譯本僅供參考,文義如與英文有歧異,概以英文版規格書為準。								
本規格資訊以發布日期為準,並可能隨時進行更改修正。								
* 1 : 磁力 ( 0.7 特斯拉以上 ) ※ 1 T( 特斯拉 ) = 10,000 Gauss( 高斯 )								
* 2 : 成分依其含量多寡由高至低標示。								
* 3 : 過敏原聲明是依據台灣食品過敏原標示規定 ( 依據食品安全衛生管理法第 22 條第 1 款第 10 項 ) 。								
※ 括號中之過敏原為非強制性。								
* 4 : 依照國家、區域的不同,成分有可能為 " 糊精 " 或 " 麥芽糊精 " 。								
* 5 : 詳細數據會依照實際準備資料作更變。								