



台灣日研股份有限公司

338桃園市蘆竹區中興一街67號

產品規格表

品名:香菇精ExtractCN

項目/Item	規格/Specification	分析方式/Analysis Method	
糖分/Brix	65.0 ±2.0	Brix Scale	
總落菌數/Total Plate Count	10,000 cfu/g max	Standard Agar Cultivation Method	
大腸桿菌/Coliforms	Negative	Desoxycholate Agar Cultivation Method	
沙門氏菌/Salmonella	Negative	Peptone→Rappaport→MLCB	
重金屬/Heavy Metals (as Pb)	20μ g/g max	Sodium Sulfide Colorimetric Method	
砷/Arsenic	2μ g/g max	Atomic Absorption Spectrometry Method	
感官測試/Sensory Test	Proper to key sample	Sensory Test	
淨重: 20公斤 (20公斤x1)		保存期限: 在未開封並妥善保存之情況下為12個月。	
貯存條件: 需密封, 保存於陰涼, 避免光照並乾燥的地方。			
生產程序: (撿料) → 檢查 → 準備 → 混合加熱 (達到95℃) → 調整 → 檢查 → 磁鐵 ¹ → 濾網 (40目) → 磁鐵 ¹ → 包裝 → 檢查 → 出貨			
成分 ²	組成原料	原料原產地	過敏原 ³
香菇抽出物 Shiitake Extract	香菇	中國	
備註:/Remark : * *: 本版規格書係依日本日研原廠英文版規格翻譯,中文譯本僅供參考,文義如與英文有歧異,概以英文版規格書為準。 本規格資訊以發布日期為準,並可能隨時進行更改修正。 * 1 : 磁力 (0.7特斯拉以上) ※ 1 T(特斯拉)=10,000 Gauss(高斯) * 2 : 成分依其含量多寡由高至低標示。 * 3 : 過敏原聲明是依據台灣食品過敏原標示規定 (依據食品安全衛生管理法第22條第1款第10項) 。 ※ 括號中之過敏原為非強制性。			