



台灣日研股份有限公司

338桃園市蘆竹區中興一街67號

產品規格表

品名:鯉節粉A-991

項目/Item	規格/Specification	分析方式/Analysis Method	
水分/Moisture	6.0% max	Loss on Drying	
鹽分/Salt	16.0±2.0%	Potentimetric Titration Method	
總氮數/Total Nitrogen	4.0% min	Potentimetric Titration Method	
總落菌數/Total Plate Count	3,000 cfu/g max	Standard Agar Cultivation Method	
大腸桿菌/Coliforms	Negative	Desoxycholate Agar Cultivation Method	
重金屬/Heavy Metals (as Pb)	20μ g/g max	Sodium Sulfide Colorimetric Method	
砷/Arsenic	30μ g/g max	Atomic Absorption Spectrometry Method	
感官測試/Sensory Test	Proper to key sample	Sensory Test	
淨重: 25公斤 (25公斤x1)	保存期限: 在未開封並妥善保存之情況下為12個月。		
貯存條件：需密封，保存於陰涼，避免光照並乾燥的地方。			
生產程序：			
(檢料) → 檢查 → 準備 → 混合加熱 (100℃,15分鐘) → 調整 → 磁鐵 ¹ → 濾網 (150目) → 磁鐵 ¹ → 噴霧乾燥 → 過篩 (50目) → 磁鐵 ¹ → 檢查 → 包裝 → 檢查 → 出貨			
成分 ²	組成原料	原料原產地	過敏原 ³
糊精 Dextrin	木薯 玉米 馬鈴薯 甘藷	泰國,越南,印尼 美國,中國,義大利,法國,澳洲,其他 日本 日本	None No GMO
鰹魚抽出物 Scallop Extract	鰹魚	泰國,印尼,日本,其他	None
鹽分/Salt	海水	日本	
味精 Monosodium L-glutamate	甘蔗 木薯,甜菜,其他	東南亞,巴西,印度,埃及,其他 東南亞,(俄羅斯、烏克蘭),其他	None
魚露 Fish Sauce	鰹魚 鹽(海水)	越南 越南	None
鰹魚抽出物 Dried Bonito Extract	鰹魚 鹽(海水) 乙醇(內涵) 甘蔗 玉米,米	日本,菲律賓,印尼 日本 巴西,泰國,巴基斯坦,其他 中國,其他	None
I+G Disodium 5'-ribonucleotide	木薯 玉米	東南亞,中國,其他	None No GMO
琥珀酸鈉 Disodium Succinate	合成	日本	None
備註:/Remark：			
**：本版規格書係依日本日研原廠英文版規格翻譯,中文譯本僅供參考,文義如與英文有歧異,概以英文版規格書為準。			
本規格資訊以發布日期為準，並可能隨時進行更改修正。			
* 1：磁力 (0.7特斯拉以上) ※ 1 T(特斯拉)=10,000 Gauss(高斯)			
* 2：成分依其含量多寡由高至低標示。			
* 3：過敏原聲明是依據台灣食品過敏原標示規定 (依據食品安全衛生管理法第22條第1款第10項) 。			

※ 括號中之過敏原為非強制性。

* 4：依照國家的不同，成分有可能為"糊精"或"麥芽糊精"