



台灣日研股份有限公司

338桃園市蘆竹區中興一街67號

產品規格表

品名:蝦醬粉A-4249

項目/Item	規格/Specification	分析方式/Analysis Method		
水分/Moisture	6.0% max	Loss on Drying		
鹽分/Salt	23.0±3.0%	Potentimoetric Titration Method		
總氮數/Total Nitrogen	2.9±0.5%	Duma Method		
總落菌數/Total Plate Count	10,000 cfu/g max	Standard Agar Cultivation Method		
大腸桿菌/Coliforms	Negative	Desoxycholate Agar Cultivation Method		
沙門氏菌/Salmonella	Negative	Dry medium Method		
金黃色葡萄球菌/Staphylococcus aureus	100μ g/g max	Dry medium Method		
重金屬/Heavy Metals (as Pb)	20μ g/g max	Sodium Sulfide Colorimetric Method		
砷/Arsenic	10μ g/g max	Atomic Absorption Spectrometry Method		
感官測試/Sensory Test	Proper to key sample	Sensory Test		
淨重: 10公斤 (10公斤x1)		保存期限: 在未開封並妥善保存之情況下為12個月。		
貯存條件：需密封，保存於陰涼，避免光照並乾燥的地方。				
生產程序：				
(撿料) → 檢查 → 準備 → 混合加熱 (100℃,20分鐘) → 調整 → 磁鐵 ¹ → 濾網 (20目) → 磁鐵 ¹ → 噴霧乾燥 → 過篩 (50目) → 磁鐵 ¹ → 檢查 → 包裝 → 檢查 → 出貨				
成分 ²		組成原料	原料原產地	過敏原 ³
麥芽糊精 Maltodextrin		木薯 玉米 馬鈴薯 甘藷	泰國,越南,印尼 美國,中國,義大利,法國,澳洲,其他 日本 日本	None No GMO
蝦醬 Shrimp Paste		蝦子 鹽(海水)	越南,日本,泰國,其他 越南,日本,其他	None
鹽 Salt		海水	日本	None
備註:/Remark：				
* *：本版規格書係依日本日研原廠英文版規格翻譯,中文譯本僅供參考,文義如與英文有歧異,概以英文版規格書為準。				
本規格資訊以發布日期為準，並可能隨時進行更改修正。				
* 1：磁力 (0.7特斯拉以上) ※ 1 T(特斯拉)=10,000 Gauss(高斯)				
* 2：成分依其含量多寡由高至低標示。				
* 3：過敏原聲明是依據台灣食品過敏原標示規定 (依據食品安全衛生管理法第22條第1款第10項) 。				
※ 括號中之過敏原為非強制性。				
* 4：依照國家的不同，成分有可能為"糊精"或"麥芽糊精"。				
* 5：因為鯷魚都是網撈的關係，其中可能含有貝類或者甲殼類。				